



Présentation des objets techniques et technologiques d'Unapparté



A destination des formateurs et des animateurs



ISERE



Sommaire

Présentation des partenaires	3
Cuisine.....	4
Salon	9
Salle de bain (douche)	15
Chambre	16
Salle de bain (baignoire)	19
Salle de formation	21
Plaquette des prix.....	24

Ce document reprend tous les éléments spécifiques de l'appartement pièce par pièce. La première partie descriptive indique les principales caractéristiques de l'objet. Les encadrés orangés expliquent les commandes clefs de l'appareil et/ou l'animation qui lui est associée. Les notices complètes sont présentent dans les placards où se situe l'objet.

N'oubliez pas lors des visites de conseiller une consultation d'un ergothérapeute qui adaptera au mieux la prise en charge de la personne dans son environnement.

Document mis à jour le 09/11/2020

Les membres fondateurs :



UNA est un acteur départemental engagé pour le maintien à domicile et la valorisation des métiers du domicile.



Le TASDA rassemble les acteurs du bien-vieillir et développe, de façon collective, les usages des nouvelles technologies intégrées aux prises en charge à domicile de demain.



Actis est le 1er bailleur de l'agglomération grenobloise.

Les partenaires :



Cuisine

Ne pas s'appuyer sur le plan de travail ajustable et le plan de travail à droite de l'entrée : fixation murale fragile

Four avec porte escamotable :

- Permet de ne pas se brûler lors de la sortie d'un plat
- Porte légère et adaptée à une personne qui présente des difficultés musculaires
- Accessibilité facilitée pour une personne en fauteuil roulant



Plaque à induction :



- Présence de 2 boutons qui facilitent la prise en main et évitent la crainte du tactile

Plan de travail ajustable :

- Permet de régler la hauteur du plan de travail en fonction des besoins de chaque personne



Etagère escamotable :



- Permet de rapprocher facilement vers soi divers ingrédients difficiles d'accès

Contacteur de porte : (ACTIVAGE)



- Placé sur la face intérieure de la porte du frigo, ce dernier détecte l'ouverture et la fermeture. Si la porte n'est pas refermée dans le délai fixé au préalable, le contacteur enverra un signal d'alerte à la tablette Activage.



Styler Penfriend :



- Permet de reconnaître les objets marqués d'une gommette de couleur, par la délivrance d'un message vocal préenregistré
- Adapté à des personnes malvoyantes

Source : shop.visionaustralia.com

Des pastilles colorées sont disposées sur le pilulier et les pots de confitures. Une voix off est enregistrée sur chaque pastille installée afin d'indiquer l'objet sur lequel cette dernière est collée / aimantée.

Démontrer son utilisation : allumez le stylo en restant appuyé sur le bouton marche. Un voyant rouge s'allume. Posez la pointe du stylo sur la pastille afin d'écouter l'enregistrement.

Montrer l'enregistrement d'un objet : placez le stylo sur une pastille en maintenant enfoncé la touche « R ». Le voyant devient violet. Parlez distinctement et fort. A la fin de l'enregistrement, relâchez. Le voyant redevient rouge. Vous avez enregistré l'élément désiré.

Eteindre l'appareil : restez appuyé sur le bouton marche.



Prises connectées Fibaro : (ACTIVAGE)

Associée à un appareil électrique (TV, ordinateur), elle permet d'indiquer sa consommation en direct – par un voyant lumineux qui prend des couleurs chaudes lorsque la consommation augmente - et sa consommation totale grâce à sa connexion avec la tablette Activage.

Un bouton présent sur la prise permet de l'allumer ou de l'éteindre.



Source : maison-et-domotique.com



Lancez la bouilloire et observez progressivement les couleurs se modifier.

Ouvre-boîte automatique :



Source : mathon.fr

- Permet d'ouvrir les boîtes de conserve facilement

Posez l'ouvre boîte sur le haut d'une boîte de conserve et restez appuyé sur le bouton vert



Ouvre bocal automatique :

- Permet d'ouvrir les bocaux facilement

Posez l'ouvre bocal sur un pot fermé. Appuyez sur le bouton vert. L'appareil va effectuer son réglage en quelques secondes pour ouvrir le produit fermé.



Source : pasolo.com

Essoreuse à salade ergonomique :



- Permet d'essorer la salade sans forcer
- Peut s'utiliser d'une seule main (tirez la languette noire pour le mettre en position d'essorage)

Source : dubruitdanslacuisine.fr

Support bloquant la poignée de casserole :

- Permet aux personnes malvoyantes de savoir exactement où se situe le manche de la casserole
- Permet de gagner en stabilité et d'éviter les risques domestiques
- Les ventouses sont ultrarésistantes à la chaleur



Source : identites-vpc.com

Assiette à rebord :



- Favorise l'autonomie
- Evite les projections et déversements
- Permet de manger à une seule main

Source : careserve.fr

Verre ultrarésistant :



- Verre ultrarésistant en plastique

Source : agelyance.com

Rebord d'assiette :

- Permet de manger à une seule main
- Evite les débordements
- S'adapte à des assiettes dont le diamètre est compris entre 23 et 28 cm



Source : careserve.fr

Cuillère ergonomique :



Source : materiel-handicap.fr

- Ustensile adapté et ergonomique

Planche à découper ergonomique :

- Les pointes en acier permettent de bloquer l'aliment et de le découper sans qu'il ne glisse



Source : lavitrinemedicale.fr

- Deux rebords permettent de bloquer certains aliments

Poubelle automatique :



- Facilite l'usage de la poubelle lorsque les mains sont encombrées

Passez la main au-dessus de la poubelle pour l'ouvrir. La poubelle se refermera automatiquement quelques secondes après usage.



Source : manomano.fr

Pilulier classique :

- Permet de préparer à l'avance les médicaments de la semaine
- Permet d'indiquer à la personne/ses aidants si la prise a eu lieu



Détecteur de monoxyde de carbone : (ACTIVAGE)



- Détecte la présence de monoxyde de carbone dans une pièce
- En cas de détection, le boîtier sonne et un message d'alerte est envoyé sur la tablette Activage

Source : santediscount.com

Tablette Activage (ACTIVAGE)

- Permet de suivre en direct l'ensemble des éléments connectés de l'appartement (fuites, consommation d'énergie, ouverture/fermeture des portes)
- Peut servir de carnet de liaison numérique pour les aidants
- Permet de passer des appels, consulter ses messages et prendre des photos



Fonctionnement :

L'onglet « **Tableau de bord Activage** » permet de consulter toutes les données recueillies au sein de l'appartement, dans le cadre du projet européen Activage (www.isere.fr/activage). Les démonstrations pour chaque élément sont consultables dans la description des objets connectés.

SWAP assistance : (portail web dédié aux aidants disponible en démonstration sur la « tablette ordinateur »)



Dispositif de géolocalisation qui :

- Permet de sécuriser les déplacements extérieurs d'une personne présentant des troubles cognitifs
- Alerte automatiquement les proches quand la personne a quitté une zone définie comme sans risque (« secteur de promenade ») ou a quitté son domicile à des horaires anormaux (exemple, pleine nuit)
- Donne la possibilité de savoir où se situe la personne lors d'une absence anormale

Source : swap.fr

Utilisation de la « tablette ordinateur » : Ouvrir l'onglet « Mon Swap ».

L'onglet « **Carte** » permet de suivre le déplacement de Guillaume – personne fictive – au cours de la journée ou lors de dates antérieures.

L'onglet « **Paramètres** » permet d'indiquer les différents paramétrages du SWAP : secteur de promenade défini, heures de promenade permises, adresse du domicile, etc.

L'onglet « **Contacts** » permet de visualiser les aidants principaux choisis qui ont accès aux différents paramètres SWAP. Les contacts partagés n'ont pas accès aux données SWAP mais sont des contacts utiles (médecin, infirmier, etc.)



NETATMO : (ACTIVAGE)

Station météo connectée à la tablette Activage. Elle permet de mesurer la température, l'humidité et la quantité de CO2 de la pièce. Des messages d'alerte en cas de fortes chaleurs ou d'une mauvaise qualité de l'air induisent un message sur la tablette : « Pensez à vous hydrater ! » ou « Pensez à aérer la pièce ». Un deuxième dispositif plus petit est installé sur la terrasse et permet d'indiquer la température extérieure.



Source : fnac.fr



Posez votre doigt sur la colonne NETATMO intérieure, la couleur qui apparait permet d'indiquer la qualité de l'air :

- Bleu, vert : qualité plutôt bonne
- Orange, rouge : qualité plutôt mauvaise

Bracelet Cavytech : (ACTIVAGE)



- Permet de suivre le nombre de pas réalisés au cours de la journée sur la tablette Activage
- Encourage à l'activité physique

Source : aliexpress.fr

Pilulier électronique Carrousel :



- Permet de programmer jusqu'à 28 prises quotidiennes
- Possibilité de configurer un système d'alarme qui prévient de l'heure de prise, complété par un flash lumineux rouge
- Une clef permet de verrouiller le remplissage de l'appareil, permettant à l'aide de vérifier la prise des médicaments.

Source : deaco.fr



Afin de montrer le fonctionnement du système d'alarme, ouvrir l'appareil et appuyez simultanément sur les boutons 1, 2 et 3 jusqu'à l'affichage de « Test » sur l'écran. Appuyez ensuite sur 3, « Démo » s'affiche sur l'écran. Refermez le pilulier : le mode démo est lancé.

Tablette Facilotab :

Tablette simplifiée pour une prise en main rapide qui permet de :

- Faire des jeux
- Recevoir des messages
- Contenir/partager des photos
- Passer des appels vidéo



Source : darty.fr

Téléphone portable True-Kare : (Bougez le bouton situé sur la gauche du téléphone pour le sortir du mode veille)

- Navigation simplifiée sur le téléphone
- Une plateforme en ligne permet à l'aidant de modifier les préférences du téléphone (contacts, multimédia, agenda etc.) pour faciliter sa prise en main
- La fonction SOS permet de rentrer en contact avec un chargé d'écoute d'une plateforme de téléassistance. Ce dernier avertit le réseau de proximité – préalablement choisi - de la situation, qui peut être composé de 5 personnes vivant à moins de 20 minutes du domicile. En cas d'urgence, les secours sont envoyés immédiatement.
- Possibilité d'envoyer la localisation GPS du téléphone sur la plateforme internet
- Possibilité de géolocaliser le téléphone depuis la plateforme internet
- Permet de programmer un rappel depuis la plateforme internet et de l'envoyer sous forme d'alerte sur le téléphone



Source : silvereco.fr

Note : l'appareil n'est pas connecté à une plateforme de téléassistance pour la démonstration.

Fonction SOS : Restez appuyé sur le bouton SOS situé à l'arrière du téléphone. Une alarme va retentir complétée par des signaux lumineux. Attendez 5 secondes. La localisation du téléphone sera transmise à la plateforme en ligne.

Localiser manuellement le téléphone : Cliquez sur le logo paramètre (flèche du haut). Cherchez l'onglet « Paramètres » et validez en cliquant sur le cœur. Sélectionnez la 3^{ème} option : « Connexion au WPS ». La nouvelle localisation sera envoyée sur l'application.

Plateforme True-Kare : Disponible sur la « tablette ordinateur » dans les favoris

L'onglet « **Tableau de bord** » vous permet de voir les dernières notifications, notamment le dernier SOS test ou / et la dernière géolocalisation manuelle du téléphone.

L'onglet « **Urgence** » affiche la dernière géolocalisation. Les autres onglets vous permettent de programmer le téléphone à distance.



Loupe électronique :



Source : mieux-voir.fr

- Permet le choix de la couleur du texte et de la couleur de fond pour l'adapter à sa vue (bouton jaune à droite)
- Possibilité de zoomer/dézoomer (le + et le -)
- Possibilité de bloquer l'image pour lire (appareil photo bleu)
- Possibilité de choisir une distance initiale (bouton bleu en haut à droite)

Boitier Geemarc V2T-10 Voice to Text Converter :

- Transcrit une conversation téléphonique sur l'appareil connecté (smartphone, tablette)
- Possibilité de bloquer l'affichage d'une conversation en restant appuyé sur le bouton gris de l'appareil
- Pratique pour des personnes présentant des troubles auditifs



Source : OfficeEasy.fr

A noter : le boitier ne fonctionne pas pour la démo. Démontrez directement sur l'application



Connectez-vous sur l'application « TextHear personal » dans l'onglet application de la tablette Facilotab. Un écran blanc apparaît. Parlez afin de démontrer la capacité de transcription conversationnelle en direct. Normalement, le combiné est connecté à la tablette grâce au boitier et assure la transcription téléphonique.

Casque d'écoute :

Attention au réglage sonore de l'appareil avant la première écoute : amplification puissante



- Sa puissance sonore permet d'écouter la télévision ou la radio malgré des problèmes d'audition
- Passage rapide d'un mode « Ecoute audio » à « Ecoute conversation » sans enlever le casque
- Permet d'amplifier le son d'une conversation
- Permet d'écouter à distance un enregistrement audio

Source : girodmedical.com

Allumer l'appareil : Branchez le câble jack situé à l'arrière de la base à la tablette. Prenez le casque sur la base et allumez-le en déplaçant l'interrupteur sur « On ». Vous pouvez désormais lancer la piste son à écouter.

Régler le son : Le réglage du son se fait entre les deux oreillettes.

Mode « Conversation » : Appuyez sur la partie blanche (MIC) pour écouter les conversations de la pièce. Appuyez de nouveau pour repasser en mode « Ecoute audio ».

A la fin de la démonstration, remettez le casque sur « Off » avant de le reposer sur la base.



Penderie escamotable :

- Permet d'attraper facilement des vêtements situés en hauteur
- Permet une remontée « automatique » et douce des vêtements grâce à un système de freinage



Source : Leroymerlin.fr

Pendule murale :



Source : darty.com

- Indique l'heure de deux façons différentes : analogiques et numériques
- Possibilité d'indiquer une période de la journée : Matin / Après-midi / Soir / Nuit
- Possibilité d'indiquer une date

Pince à objet :



Source : amazon.fr

- Evite de se baisser pour ramasser un objet

Dessous de tapis antidérapant :



Source : amazon.fr

- Inséré sous un tapis, il permet d'éviter que ce dernier ne glisse

Détecteur de gaz mural DOMUX : (ACTIVAGE)



Source : domux.fr

- Détecte la présence de gaz dans la pièce

Détecteur d'ouverture de porte : (ACTIVAGE)

- Permet de détecter l'ouverture et la fermeture de la porte
- La position actuelle de la porte est visualisable sur la tablette Activage
- Au bout d'un temps prédéfini d'ouverture, un message d'alerte est envoyé sur la tablette



Extension de sonnerie



Source : leroymerlin.fr

Le boîtier noir détecte le son émis par la sonnette de l'appartement. Le boîtier blanc permet d'amplifier le son de la sonnette, en émettant à son tour une musique et un signal lumineux.

- Le signal lumineux permet à une personne sourde de voir lorsque l'on sonne à la porte
- Possibilité de régler le volume sonore

Téléphone fixe :

- Permet de mieux visualiser les touches
- Dispose d'un système hautparleur avec un son très puissant



Source : boutique.orange.fr

Déambulateur



Source : tousergo.com

- Se plie facilement
- Permet de s'asseoir en cas de fatigue
- Panier amovible pour le transport d'objets encombrants

Salle de bain (douche)

Note : La douche et l'évier ne sont pas fonctionnels.

Peigne et brosse ergonomique



Source : tousergo.com

- Facilite la coiffure pour les personnes éprouvant des difficultés dans leurs mouvements.



Source : tousergo.com

Tabouret de douche pivotant avec plateau :



Source : tousergo.com

- Pied fixe antidérapant
- Assise ronde pivotante permettant de faciliter la douche pour l'aidant

Canne tripode :



Source : amazon.fr

- Stabilité renforcée
- Risque de chute diminué
- Ne nécessite pas un support pour être posé

Veilleuse détecteur :

- S'allume automatiquement lors du passage



Source : Castorama.fr

Chambre

Réveil :



Source : audilo.com

- Différents modes d'alarme : vibre / sonne / envoie un flash stroboscopique (Restez appuyé sur la touche TEST tout le long de la démonstration)
- Cadran lumineux qui permet de faire veilleuse (Restez appuyé sur la touche centrale, le cadran s'allume – Reproduisez l'action pour l'éteindre)
- Différents éclairages du cadran (Appuyez brièvement sur la touche centrale)




- Le boîtier noir connecté permet de produire la vibration lorsque l'alarme se met en route.

Volets roulants électriques :

- Facilite l'ouverture / fermeture



A gauche de la fenêtre se situe l'interrupteur qui permet de monter ou descendre le volet.



Source : 123elec.com

Equipements de téléassistance (Solem):



Source : attentive-technologies.fr

- Bracelet de téléassistance connecté à la base
- Lorsqu'une pression est exercée sur la montre, un signal est envoyé à la plateforme d'écoute du service de téléassistance qui établit un lien avec le particulier et réagit en fonction de la situation (envoie des secours par exemple)



Source : teleassistance-sudisere.fr

- L'écran permet le partage de photos et la diffusion de messages écrits



Note : le bouton bleu de la téléassistance est programmé à Unapparté pour appeler le numéro de téléphone fixe. La montre permet de déclencher la base de téléassistance.

Enfile bas / Chaussette :



Source : prevarice.com

- Permet d'éviter de se courber (Placez la chaussette sur le support, afin de permettre la visualisation de la mise en place)



Chaise percée :



Source : cotesenior.fr

- Cache un pot situé sous le coussin

Bandeau de lit lumineux :



Source : picclick.fr

Un détecteur placé dans le bandeau permet de détecter le levé de la personne. Il actionne l'éclairage du bandeau et une lampe située dans la salle de bain. La personne peut alors rejoindre les toilettes avec un risque de chute diminué grâce aux LED lumineuses.

Lors de son retour, la personne est guidée par l'éclairage du lit. Cet éclairage peut s'éteindre par une action volontaire ou se recouche, et la lumière s'éteint automatiquement après une temporisation programmée.

Note : Le bandeau est dans la démonstration équipé d'un sous matelas capable de détecter une personne couchée ou levée et déclenche la lumière en conséquence. Ceci est une option du dispositif.

Lampe automatique avec détecteur de mouvement et interrupteur connecté : (ACTIVAGE)



Source : conforama.fr



Source : domadoo.fr

➤ L'interrupteur « buzzer » bleu situé sur la table de nuit permet d'éteindre la lampe à distance.

➤ La lampe s'allume grâce à un détecteur de mouvement situé sous la table de chevet. En cas de luminosité trop importante, la lampe ne s'éclaire pas.

Pieds rehausseurs :




Source : careserve.fr

➤ Peut se placer sous un lit ou un meuble afin d'augmenter sa hauteur.

Chausse pied long :

➤ Facilite la mise des chaussures en diminuant la nécessité de se baisser



Source : e-medical-shopping.com

Enfile bouton



Source : e-medical-shopping.com

Source : e-medical-shopping.com

- Permet à une personne ayant perdu l'usage d'une main ou de sa dextérité de conserver son

autonomie en boutonnant elle-même ses vêtements

Lacets élastiques :



Source : manomano.fr

- Evite de refaire ses lacets avant chaque utilisation en maintenant un serrage

optimal

Pyjama grenouillère et culotte :

- Protection contre les fuites
- Sans frottement
- Confortable grâce au coton respirant
- Inhibe les mauvaises odeurs

Urinal homme anti-reflux



Source : e-medical-shopping.com

- Sa structure permet d'éviter les débordements

Barrière de lit amovible :



Source : careserve.fr

- Facile à mettre en place
- Répond à un besoin d'appui spécifique de la personne pour passer d'une position couchée à assis dans le lit

Disque de transfert pivotant :

- Permet d'accompagner le transfert d'une personne entre deux plans par rotation



Source : alterecosante.net

Lit médicalisé :



Source : archiexpo.fr

- Permet de régler la hauteur du lit ainsi que le dossier ou les pieds
- Possède une housse de couette facilement retirable à clip
- Oreiller à mémoire de forme
- Matelas à mémoire de forme

Salle de bain (baignoire)

Détecteur de fuite d'eau : (ACTIVAGE)



Source : ledénicheur.fr

Le système se place près d'un élément qui présente un risque de fuite (machine à laver, baignoire, lavabo, douche, etc.). En cas de fuite et au contact de l'eau, une goutte d'eau colorée apparaît sur le système qui émet un son d'alerte. Une notification est directement envoyée sur la tablette connectée pour prévenir l'utilisateur.

Siège de baignoire pivotant :

- Permet de faciliter l'accès à la baignoire et de diminuer le risque de chute



Source : materiel-pla-medical.fr



Utilisation :

1. Installez-vous sur le siège pivotant
2. Appuyez sur la manette rouge située sous le côté droit pour tourner
3. Vous êtes installé(e) dans la baignoire avec un risque de chute et une fatigue diminués

Planche de bain :



- Permet de faciliter l'accès à la baignoire et de diminuer le risque de chute lié à une fatigue, une mobilité réduite.

Source : sofamed.com



Utilisation :

1. Installez-vous sur le rebord de la planche
2. Tout en se tenant à la poignée de la planche, passez vos jambes l'une après l'autre au-dessus du rebord de la baignoire
3. Vous êtes installés dans la baignoire avec une fatigue et un risque de chute diminués

Pommeau de douche Hydrao : (ACTIVAGE)

La couleur du pommeau indique la consommation d'eau en cours. Plus la couleur devient chaude, plus le nombre de litre d'eau dépensé est important. Le système est relié à la tablette Activage par bluetooth.



Source : maison-travaux.fr



Ouvrez l'eau afin d'observer le changement de couleur au fur et à mesure. Le changement de couleur se fait par palier (10L / 20L / etc.)

Chaise en bois porte serviette



- Permet de s'asseoir dans la salle de bain en cas de fatigue
- Permet de se déshabiller en restant assis
- Permet de faire sécher sa serviette facilement après usage

Source : ManoMano.fr

Note : A proximité du lavabo, il permet de faire sa toilette en restant assis.

Barre d'appui mural à ventouse

- Permet de déplacer la barre d'appui en fonction des besoins



- Evite les travaux

Source : lavitrinemedicale.fr

- Possède une sécurité (témoin vert) qui assure d'une bonne fixation de la barre



Posez la barre contre deux carreaux plein et appuyez sur les languettes. Assurez-vous que les deux indicateurs sont devenus verts. L'utilisation est prête

Rehausseur de toilette



- Difficultés pour se relever diminuées grâce à sa hauteur et ses accoudoirs
- Facilite les transferts

Source : qualias.be

Marchepied

- Facilite l'entrée et la sortie du bain
- Surface antidérapante



Source : careserve.fr

Salle de formation

Contacteur de porte : (ACTIVAGE)




- Permet de détecter l'ouverture et la fermeture de la porte
- La position actuelle de la porte est visualisable sur la tablette Activage
- Au bout d'un temps prédéfinis d'ouverture, un message d'alerte est envoyé sur la tablette

Organisation des tables :

La forme des tables permet 3 configurations différentes : assemblage par 3, 4 et 5.

➤ Formation d'un îlot de 3 tables :




Prenez 3 tables et accolez les angles où le 3 est inscrit jusqu'à former un cercle avec les bandes noirs. Votre îlot doit avoir une forme étoilée.

Vous pouvez reproduire ce schéma pour l'assemblage par 4 et par 5 en suivant le même principe d'accolement des angles pour former les cercles. Vous pouvez cependant avoir d'autres configurations. La notice est présente dans les paniers.

Note : 3 tables sont de tailles supérieures et caractérisées par des cercles en pointillés. Ces dernières sont à destination des personnes à mobilité réduite.

Fonctionnement de l'écran pédagogique :

C'est outil est à la fois :

		
UN ORDINATEUR WINDOWS <i>Équipé de la suite bureautique <u>Open Office</u>, et d'un <u>navigateur web</u> (Google Chrome).</i>	UN TABLEAU BLANC <i>Grâce au logiciel <u>NOTE</u></i>	UN OUTIL DE PROJECTION <i>En reliant votre ordinateur à l'écran (câble ou dongle), tout ce qui s'affiche sur votre ordinateur, s'affiche sur l'écran.</i>

Le tactile de l'écran peut s'utiliser avec les doigts
ou les stylets aimantés situés sur la bordure inférieure gauche de l'écran.
Possibilité d'activer le clavier numérique, icône en bas à droite de l'écran.

Pour les projections depuis votre portable : nécessité d'être connecté à la fibre
réseau : Zyxel_CA16
Clé : Q7RYX44AQ4

- 1 – Démarrer / Eteindre l'écran SUBTIL
- 2 - Utiliser le tableau blanc tactile NOTE
- 3 - Importer des supports pour travailler sur l'écran SUBTIL / Exporter les travaux réalisés sur l'écran SUBTIL
- 4 - Projeter une présentation de son ordinateur sur l'écran subtil
- 5 – Projeter des éléments de son smartphone sur l'écran SUBTIL

1 – Démarrer / Eteindre l'écran SUBTIL :

Allumer l'ordinateur en appuyant sur le bouton ON/OFF « Eclairage rouge » sur le bandeau gris en bas à droite.

L'écran s'allume par défaut sous WINDOWS.

Si ce n'est pas le cas, touchez la petite flèche sur les côtés puis sélectionnez tout en bas les 2 barres bleues avec les boules. Dans le menu « Cadre général », Choisir « PC ».

Pour éteindre : appuyer sur le même bouton « ON/OFF » en bas à droite.

2 – Utiliser le tableau blanc tactile NOTE

Utiliser Note :

- Localiser l'icône NOTE (icône verte) sur le bureau et cliquer dessus pour l'ouvrir.
- Vous arrivez sur une page vierge sur laquelle vous pouvez écrire en tactile en utilisant directement vos doigts ou en utilisant le stylet (le mettre en marche en appuyant sur le bouton).
 - o Menus en bas au milieu de l'écran : caractéristiques de votre fond, de votre trait, gomme.
 - o Menus en bas à gauche :
 - Picto « touches xylophone noires » : outils « Fichiers » « Importer » « Exporter »

Possibilité d'importer des visuels ou extraits de vidéo récupérés sur le web (contact tactile long = clic droit) ou le PC SUBTIL

- o Menu en bas à droite : ajouter des pages et/ou naviguer sur les différentes pages de votre bloc NOTE

3 – Importer des supports pour travailler sur l'écran SUBTIL / Exporter les travaux réalisés sur l'écran SUBTIL

Utiliser une clé USB pour les importer / exporter entre votre ordinateur et l'écran subtil.

Vous pouvez la laisser connectée en permanence pour pouvoir exporter et importer directement dessus sans avoir à créer de dossier sur l'écran SUBTIL.

Un espace est néanmoins dédié aux utilisateurs sur l'ordinateur de l'écran SUBTIL : Disque local (D). Vous pouvez créer votre dossier sur cet espace.

4 – Projeter une présentation depuis son ordinateur

3 options :

1/ Brancher son ordinateur depuis le long câble USB disponible depuis l'arrière de l'écran SUBTIL :

Le connecter sur le port USB de votre ordinateur. Appuyer sur la lumière bleu du dispositif présent sur le câble.

Ce sera dorénavant l'interface de votre ordinateur qui sera projetée sur l'écran SUBTIL. Vous pourrez aller chercher vos supports et les enregistrer directement sur votre ordinateur.

2/ Utiliser le Dongle. (Marche sur tous les PC et certains MAC) :



Brancher le Dongle sur le port USB de votre ordinateur portable. Il vous sera demandé de télécharger l'application « Screen Share Pro ». Une fois installée, appuyez sur le triangle bleu lumineux du Dongle.

Ce sera dorénavant l'interface de votre ordinateur qui sera projetée sur l'écran SUBTIL. Vous pourrez aller chercher vos supports et les enregistrer directement sur votre ordinateur.

3/ Utiliser directement les ports USB, HDMI ou VGA sur le côté de l'écran en sélectionnant, si besoin, la bonne source d'entrée dans le menu.

Possibilité d'utiliser les 2 ports USB.

5 – Projeter des éléments depuis son Smart phone

Télécharger l'application « Screen Share Pro » sur votre Smart phone.

Rentrer le code demandé en récupérant les chiffres communiqués en haut à droite de l'écran SUBTIL dans le petit rond gris.

Mot de passe WIFI : UNApparte38@

	Objets	Prix approximatif	Fournisseurs
Cuisine	Four	Environ 860€	Prometys
	Plaque à induction	Environ 156€	Prometys
	Plan de travail ajustable	Environ 2300€	Grande distribution
	Placard escamotable	Environ 340€	Grande distribution
	Styleret penfriend	Environ 135€	Cflou
	Prises connectées Fibraro	Environ 50€	Grande distribution
	Ouvre boite automatique	Environ 25€	Carré médical
	Ouvre bocal automatique	Environ 25€	Carré médical
	Essoreuse à salade ergonomique	Environ 40 €	Carré médical
	Support bloquant la poignée de casserole	Environ 13€	Carré médical
	Assiette à rebord	Environ 10 €	Carré médical
	Verre ultrarésistant	Environ 4€	Carré médical
	Rebord d'assiette	Environ 2€	Carré médical
	Poubelle automatique	Environ 45€	Grande distribution
	Pilulier classique	Environ 8€	Grande distribution
	Détecteur de monoxyde de carbone connecté	Environ 100€	Grande distribution
	Cuillère ergonomique	Environ 13€	Carré médical
Planche à découper	Environ 12€	Carré médical	
Salon	SWAP assistance	Environ 690€	SWAP SAS

	NETATMO (station météo)	Environ 150€	Grande distribution
	Montre Cavytech	Environ 60€	Grande distribution
	Pilulier électronique Carrousel	A partir de 100*€	Revendeurs médicaux
	Tablette Facilotab	Environ 260€	Grande distribution
	Téléphone portable True-Kare	Dépend de l'abonnement	Téléassisteur
	Loupe électronique	Entre 300 et 1000€*	PFA Production
	Boitier geemarc	Environ 125€	Geemarc
	Casque d'écoute	A partir de 80€ environ*	Geemarc
	Penderie escamotable	Environ 40€	Grande distribution
	Pendule murale	Environ 90€	Geemarc
	Pince à objet	Environ 20€*	Grande distribution
	Dessous de tapis antidérapant	Environ 15€	Grande distribution
	Détecteur de gaz mural	Environ 40€	Grande distribution
	Détecteur d'ouverture de porte	Environ 40 €	Grande distribution
	Extension de sonnerie	Environ 30€	Grande distribution
	Carte à jouer XXL	Environ 10€	Grande distribution
Salle de bain (douche)			
	Peigne ergonomique	Environ 10€	Revendeurs médicaux
	Brosse ergonomique	Environ 10€	Revendeurs médicaux
	Tabouret de douche	Environ 40€	Revendeurs médicaux
	Veilleuse détecteur	Environ 12€	Grande distribution

Chambre	Réveil	Environ 60€	Geomarc
Fermeture des volets électriques		Environ 40€	Grande distribution
SOLEM téléassistance		Dépend de l'abonnement	Téléassisteur
Enfile bas		Entre 10 et 30€*	Revendeurs médicaux
Chaise percée		Environ 210€	Revendeurs médicaux
Pied de lit lumineux			Anaxi technology
Lampe automatique			Grande distribution
Interrupteur buzzer		Environ 60€	Fibaro
Pieds rehausseurs		A partir de 10€ les 4*	Revendeurs médicaux
Chausse pied long		Environ 3€	Grande distribution
Enfile bouton		Environ 10€*	Revendeurs médicaux
Lacets élastiques		Environ 10€*	Grande distribution
Urinal homme anti-reflux		A partir de 10€*	Revendeurs médicaux
Barrière de lit amovible		De 50 à 250€*	Revendeurs médicaux
Disque de transfert pivotant		Entre 20 et 40€*	Revendeurs médicaux
Lit médicalisé		Dépendant de nombreux facteurs	Revendeurs médicaux
Tablette LUNA média		Fonction du téléassisteur	Téléassisteur
Pyjama grenouillère		Environ 30€	Revendeurs médicaux
Culotte		Environ 25€	Revendeurs médicaux
Salle de bain (baignoire)			
Détecteur de fuite d'eau		Environ 60€	Fibaro
Siège de baignoire pivotant		A partir de 100€*	Carré médical

	Plan de bain	A partir de 25€*	Carré médical
	Pommeau de douche hydroa	Environ 70€	Grande distribution
	Chaise en bois porte serviette	Environ 40€	Carré médical
	Barre d'appui mural à ventouse	Environ 20€	Carré médical
	Rehausseur de toilette	Environ 50€	Carré médical
Salle de formation	Contacteur de porte	A partir de 10€	Grande distribution
	Canne tripode	environ 20€	Revendeurs médicaux
	Déambulateur	Environ 60€	Revendeurs médicaux
	Serrure connectée	Environ 400€	Gemecod

A noter : "*" : prix indicatif de 2018